

## HighTech

Nº. de pedido	Modelo	Faixa de temperatura de trabalho (°C)	Estabilidade de temperatura (°C)	Capacidade de refrigeração a 20 °C	Potência de aquecimento (kW)	Vazão da bomba (l/min)	Pressão da bomba (bar)
9352627	<a href="#">FK30-SL</a>	-30 ... +200	0.005	0.46	2	22-26	0.4-0.7
9352628	<a href="#">FK31-SL</a>	-30 ... +200	0.005	0.46	2	22-26	0.4-0.7
9352508	<a href="#">SL-8K</a>	+50 ... +300	0.005		3	22-26	0.4-0.7
9352514	<a href="#">SL-14K</a>	+50 ... +300	0.005		3	22-26	0.4-0.7